



Electrodes SKINTACT

- ECG de monitoring
- ECG de repos
- ECG Holter
- ECG d'effort

Ch. L'Arzillier 31
CH-1302 Vufflens-la Ville

Tél. +41 21 784 16 74
Fax +41 21 784 16 06

Courriel: sales@atriumconcept.ch
Internet: www.atriumconcept.ch

TVA 514 986

Electrodes ECG de monitoring SKINTACT

Les électrodes ECG de monitoring SKINTACT offrent un choix important à des prix accessibles. 4 supports différents, 3 types de gels, un adhésif standard et un adhésif renforcé ; la gamme SKINTACT propose une électrode pour satisfaire à vos différents besoins en matière de monitoring de court ou long terme.

- ✓ La gamme complète d'électrodes ECG de monitoring SKINTACT permet de choisir entre adhésif standard et adhésif renforcé.
- ✓ Les sachets peuvent être ouverts facilement et les instructions d'utilisation indiquées pour toutes les électrodes ECG de monitoring SKINTACT facilitent l'emploi.
- ✓ Les supports des électrodes de monitoring à court terme sont imperméables aux liquides utilisés lors des interventions chirurgicales.
- ✓ Les supports des électrodes de monitoring à long terme permettent de laisser passer la transpiration de la peau, ce qui garantit une biocompatibilité supérieure.



produit	F-50	F-TB	F-521	F-TC1	FS-50	FS-TC1	FS-524
code de commande	0450101.001	0455102.001	0452110.001	0428118.001	0450111.001	0452112.001	0452114.001
gel	Aqua-Wet	Aqua-Wet	Aqua-Tac	Aqua-Tac	Aqua-Wet	Aqua-Tac	Aqua-Set
support	PE-mousse	PE-mousse	PE-mousse	PE-mousse	PE-mousse stress	PE-mousse stress	PE-mousse stress
dimensions	50 mm	50 x 55 mm	30 x 50 mm	45 x 50 mm	50 mm	35 x 41 mm	30 x 50 mm
emploi conseillé	court terme	court terme	court terme	court terme	court terme	court terme	universal
emballage standard	30/sachet 1200/carton	30/sachet 1200/carton	30/sachet 1500/carton	5x6 (30)/sachet 1500/carton	30/sachet 1200/carton	5x6 (30)/sachet 1500/carton	30/sachet 1200/carton
	Alternatives	Alternative	Alternative		Alternatives		Alternatives
produit	F-55	F-TB1	F-601		FS-50C		FS-321
différence	largeur 55 mm	Gel: Aqua-Tac	50 mm rond		radiotransparent		35 x 28 mm
code de commande	0455101.001	0455103.001	0450113.001		0450103.001		04FS321.001
produit	F-50C				FS-501		FS-521
différence	Radiotransparent				Gel: Aqua-Tac		Gel: Aqua-Tac
code de commande	0450102.001				0430151.001		0452111.001



produit	FS-601	FS-RG	FS-TF	T-60	T-601	W-55	CT601
code de commande	0450112.001	0450114.001	0450116.001	0460201.001	0460110.001	0455301.001	0460130.001
gel	Aqua-Tac	Aqua-Wet	Aqua-Wet	Aqua-Wet	Aqua-Tac	Aqua-Wet	Aqua-Tac
support	PE-mousse stress	PE-mousse stress	PE-mousse stress	Toison	Toison	Pave textil	Cleartape
dimensions	50 mm	32 x 41 mm	45 x 50 mm	60 mm	50 mm	55 mm	50 mm
emploi conseillé	universal	universal	universal	universal	long terme	long terme	long terme
emballage standard	30/sachet 1500/carton	5x6 (30)/sachet 1200/carton	5x6 (30)/Sachet 1200/carton	30/sachet 1200/carton	30/sachet 1500/carton	30/sachet 1200/carton	30/sachet 1500/carton
	Alternative	Alternative		Alternatives	Alternatives	Alternatives	Alternative
produit	FS-601C	FS-RG1		T-55	T-602	W-551	W-601
différence	radiotransparent	Gel: Aqua-Tac		largeur 55 mm	largeur 60 mm	Gel: Aqua-Tac	Pave textil
code de commande		0450115.001		0455201.001	0460210.001	0455121.001	0460120.001
produit				T-604	T-401	W-60	
différence				Gel Aqua-Set	largeur 40 mm	largeur: 60 mm	
code de commande				0460114.001	0440110.001	0460301.001	

Toutes les électrodes ECG de monitoring SKINTACT sont conformes à la norme ANSI/AAMI EC12:2000 concernant les électrodes pré gélifiées ECG à usage unique


Electrodes de diagnostic SKINTACT pour ECG de repos

Le système SKINTACT Easitab -

Votre choix les meilleurs pour un ECG de repos excellent et sûr

Les électrodes SKINTACT Easitabs ont été conçues pour le diagnostic par 12 voies ECG au repos. Les Easitabs sont à usage unique, ce qui élimine les risques d'infection qui pouvaient être propagés par les électrodes précordiales à ventouse. Comme indiqué, les Easitabs sont faciles à utiliser ; elles fournissent des enregistrements fiables et de haute qualité et s'adaptent à tout type de patient.

- ✓ **Excellente qualité du tracé.** L'hydrogel Aqua-Tac adhésif conducteur des électrodes SKINTACT Easitabs RT fourni un tracé de signal fiable, de la qualité haute et constante. L'Easitab F-WA00 complète la gamme pour des besoins particuliers.
- ✓ **Forte adhésivité et confort pour le patient.** Les électrodes SKINTACT Easitabs RT sont souples et adhèrent très bien sur la peau du patient. Leur forme empêche le décollement. Après l'ECG, les électrodes peuvent être décollées facilement sans arracher les poils.
- ✓ **Sécurité maximum.** L'utilisation des électrodes SKINTACT Easitabs élimine toute possibilité d'infection et la transmission de bactéries et champignons comme avec les électrodes précordiales à ventouse.
- ✓ **Gain de temps.** Contrairement aux électrodes précordiales à ventouse, les électrodes SKINTACT Easitabs se posent rapidement sur tout type de patient. Le gel Aqua-Tac ne nécessite aucun nettoyage après l'ECG. L'utilisation des accessoires Easiprep et Easiclip améliorent les résultats



produit	RT-14	RT-34	RT-41	F-WA00	F-RE
code de commande	0422732.001	0422734.001	0422736.001	0432111.001	0432112.001
gel	Aqua-Tac	Aqua-Tac	Aqua-Tac	Aqua-Wet	Aqua-Wet
support	Papier/Pet	Papier/Pet	Papier/Pet	PE-Mousse	PE-Mousse
adhésif	Gel (Aqua-Tac)	Gel	Gel	Standard	Standard
dimension	14 x 34 mm	22 x 34 mm	28 x 34 mm	32 x 44 mm	32 x 44 mm
nombre par carte	10	10	10	5	3
emballage standard	100/sachet 500/carton	100/sachet 500/carton	100/sachet 500/carton	50/sachet 1000/carton	30/sachet 1200/carton
	Alternative	Alternative		Alternative	Alternative
produit	RT-24	RT-74		FS-WA00	F-REC
différence	22 x 34 mm	26 x 34 mm		PE-Mousse stress	adiotransparent
code de commande	0422733.001	0422736.001			0428102.001



produit	F-RG	FS-RB4	FS-RE	Easiclip	Easiprep
code de commande	0432420.130	0428114.001	0428117.001	0400335.001	0491001.050
Gel	Aqua-Wet	Aqua-Wet	Aqua-Wet		
support	PE-Mousse	PE-Mousse stress	PE-Mousse stress		
connexion	bouton-pression	4 mm adapter*	bouton-pression		
dimension	32 x 41 mm	28 x 44 mm	5 x 45 mm		
nombre par carte	6	3	3		
emballage standard	30/sachet 1200/carton	30/sachet 750/carton	30/sachet 1200/carton	10/sachet	50/sachet
	Alternative	Alternative:	Alternative		Alternative
produit	F-RG1	FS-RB	FS-RC		Easiprep
différence	Gel: Aqua-Tac	bouton-pression	Radiotransparent		500/sachet
code de commande	0432420.030	0428111.001	0435440.903		0491001.500

Toutes les électrodes ECG de monitoring SKINTACT sont conformes à la norme ANSI/AAMI EC12:2000 concernant les électrodes pré gélifiées ECG à usage unique


*aussi avec connecteur 3 ou 5 mm

Electrodes ECG Holter et test effort SKINTACT

Le choix du professionnel

Les électrodes ECG à contact excentré SKINTACT ont été conçues pour donner des tracés de haute qualité dans le cas de test effort. Notre contact excentré et le gel Aqua-Set réduisent considérablement les parasites dus aux mouvements, ce qui assure un tracé stable et très claire même dans les conditions les plus difficiles

- ✓ **Excellente qualité du tracé.** Une excellente qualité du tracé, rapide et régulière avec les trois gels : Aqua-Wet, Aqua-Tac et Aqua-Set. L'utilisation d'abrasif Easiprep permet d'améliorer encore la qualité du tracé.
- ✓ **Contact supérieur.** Le Gel Aqua-Set de Leonhard Lang réduit tous parasites dus aux mouvements, ce qui garanti un tracé clair et stable. La conception du contact excentré des électrodes SKINTACT FS-VB01, FS-VB00 et VS-VB04 compense considérablement l'impact des mouvements du patient lors du signal.
- ✓ **Adhérence assurée.** L'adhésif optimisé assure une bonne adhésivité même en cas de transpiration du patient. La mousse de l'électrode est imperméables aux liquides : Les électrodes SKINTACT pour les tests efforts s'avèrent donc également adéquates pour l'échographie
- ✓ **Confort du patient :** Le support légèrement micro-poreux de l'électrode SKINTACT T-604 favorise la transpiration et assure le confort de la peau pendant le holter ECG.
- ✓ **Faciles à utiliser.** Les sachets peuvent être ouverts facilement et les instructions d'utilisation indiquées pour toutes les électrodes SKINTACT pour Holter ECG facilitent l'emploi. Les câbles peuvent être fixés plus facilement sur les bouts-pression excentrées de l'électrode SKINTACT FS-VB01



Produit	FS-TB1	FS-VF01	FS-VB00	FS-VB01	FS-VB04
code de commande	0455104.001	0435060.001	0435053.001	0435052.001	0435054.001
Gel	Aqua-Tac	Aqua-Wet	Aqua-Wet	Aqua-Wet	Aqua-Wet
connexion	bouton-pression	bouton-pression patte	languette	bouton-pression dc	4 mm décentralisé*
support	PE Mousse stress	PE Mousse stress	PE Mousse stress	PE Mousse stress	PE Mousse stress
adhésiv	renforcé	renforcé	renforcé	renforcé	renforcé
dimension	55 x 50 mm	35 x 52 mm	36 x 53 mm	36 x 53 mm	36 x 53 mm
emploi conseillé	Test effort	Test effort	Test effort	Test effort	Test effort
emballage standard	30/sachet 1200/carton	50/sachet 500/carton	30/sachet 1200/carton	30/sachet 1200/carton	30/sachet 750/carton
	Alternative			Alternative	
produit	FS-TB			FS-VB011	FS-VB03
différence	Gel: Aqua-Wet			Gel: Aqua-Tac	connexion: 3 (5) mm
code de commande	0455104.002			0435052.002	0435055.001



produit	FS-VJ01	W-VH01	T-604	24:00F
code de commande	0435059.001	0435058.001	0460114.001	0424001.001
Gel	Aqua-Wet	Aqua-Wet	Aqua-Set	Aqua-Wet
connexion	Bouton-pression dc	Bouton-pression dc	Bouton-pression	Bouton-pression
support	PE-mousse stress	Pave textil	Toison	PE-Mousse stress
adhésiv	Renforcé	Standard	standard	Renforcé
dimension	47 x 57 mm	72 mm	60 mm	35 x 54 mm
emploi conseillé	Test effort	Holter	Holter	Holter
emballage standard	30/sachet 1200/carton	30/sachet 1200/carton	30/sachet 1200/carton	30/sachet 1200/carton

Toutes les électrodes ECG de monitoring SKINTACT sont conformes à la norme ANSI/AAMI EC12:2000 concernant les électrodes pré gélifiées ECG à usage unique