

SCHILLER

5489-087345

Hugh Brian | 64 years | Male

60  /min

CARDIOVIT FT-1

Électrocardiographe compact
offrant une performance maximale


LP 150Hz

LP 150Hz, AC 50Hz

1  2  3 

Rhythm

Manu



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-1

Conçu pour les utilisateurs qui apprécient une technologie de pointe:

- ⋄ Puissance et flexibilité réunies en un ECG portatif
- ⋄ Communication Wi-fi bi-directionnelle
- ⋄ Qualité du signal exceptionnelle pour ECG enfants et adultes

CONCEPT UNIQUE

Le CARDIOVIT FT-1 est un appareil ultra-mobile, pesant à peine plus d'un kilo avec la batterie.

L'écran tactile multipoint 8po à haute résolution est facile à utiliser par un simple mouvement des doigts.

La surface lisse et étanche de l'appareil est facile à nettoyer et hautement hygiénique.

TOUJOURS CONNECTÉ

Communication bidirectionnelle permettant d'accéder facilement aux données et de transférer rapidement des rapports ECG vers les systèmes SIH/DME.

La connectivité Wi-fi et LAN, l'affichage ECG sur un large écran ainsi qu'une grande capacité de mémoire permettent d'effectuer un flux de travail sans papier en plus de réaliser d'importantes économies.


SCHILLER LINK: Logiciel convivial permettant d'importer les données de patient à partir du système DME et d'exporter des rapports PDF personnalisés directement vers l'ordinateur.

DIAGNOSTIC D'UNE GRANDE PRÉCISION

Les algorithmes SCHILLER les plus avancés sont intégrés dans le CARDIOVIT FT-1.

ECG PÉDIATRIQUE: Grâce à un taux d'échantillonnage très élevé et à une large bande de fréquence, le CARDIOVIT FT-1 dispose d'une qualité de signal optimale, ce qui en fait l'outil privilégié pour les ECG pédiatriques.

RYTHME DE REPOS: Le FT-1 enregistre les 12 pistes pour une durée maximale de 4 minutes. Cette mesure permet de réduire le risque de laisser passer d'importantes données de rythme. Les enregistrements peuvent être imprimés, enregistrés, visualisés et transmis.



OPTION

ETM et ETM SPORT: L'un des programmes d'interprétation simultanée d'ECG 12 dériviations les plus réputés, pour une fiabilité et une qualité sans pareils.

ETM Sport: le premier module d'interprétation ECG automatisée conçu pour les athlètes, basé sur les Critères de Seattle.


CCAA: l'algorithme CCAA de SCHILLER (Culprit Coronary Artery Algorithm) est utilisé au sein des services d'urgence ou hors des milieux hospitaliers dès lors qu'une décision concernant une douleur thoracique doit être prise dans l'immédiat. Il permet de localiser le siège de l'obstruction de l'artère coronaire et de déterminer l'étendue de l'atteinte cardiaque.

1 L'imprimante thermique de haute précision (8 pixels/mm) est conçue pour permettre un fonctionnement irréprochable pendant plusieurs années.

2 Les instructions de raccordement anatomique permettent de positionner les électrodes correctement grâce aux fonctions d'agrandissement et de rotation.

3 Un aperçu des 12 dérivations de l'ECG, y compris la vérification de la qualité des électrodes avec code-couleur.

4 En cas d'inversion des dérivations, des avertissements concernant les dérivations des membres ou du thorax sont affichés immédiatement avant l'acquisition de l'ECG.



3 ÉTAPES SIMPLES À EFFECTUER

- 1: Saisir ou télécharger les données patient
- 2: Contrôler la qualité du signal et effectuer un ECG
- 3: Visualiser l'ECG avant de l'enregistrer, l'exporter ou l'imprimer

Les utilisateurs peuvent naviguer à leur guise d'une étape à l'autre.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramerica.com
 www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schillerla.ch
 www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99
 Fax +43 732 757 000
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co.,Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
 info@schillerzg.hr
 www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
 F-67162 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
 info@schiller.fr
 www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
 adv@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
 H-1141 Budapest
 Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
 Fax +36 1 383 4778
 info@schillerhungary.hu
 www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 001, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125124 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru
 www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8953 Dietikon
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
 sales@schiller-reomed.ch
 www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
 sales@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

Article no.: 2_500685
 2016/07,FR



SCHILLER
 The Art of Diagnostics